



Juzo Intenso

Der Starke
mit der weichen Seite

**Es ist ein Zeichen
von Stärke, auch
die weiche Seite
zu zeigen.**





Der Starke ...

Leistungsstark dank hoher Wandstabilität

Der Juzo Intenso ist die bisher stärkste Rundstrickqualität von Juzo und wurde speziell für therapeutische intensive Anwendungsfälle und hohe medizinische Ansprüche konzipiert. Dafür hat sein Gestrick eine besonders hohe Wandstabilität, wodurch der aktiven Muskulatur viel Widerstand entgegengesetzt wird.

Effektiv durch hohen Arbeitsdruck

Körperliche Bewegung hält den Blutfluss in Schwung. Die Muskelpumpe hilft dem Körper das Blut zum Herzen zurück zu transportieren. Eine Kompressionsversorgung mit hoher Wandstabilität sorgt dafür, dass der durch die Muskulatur erzeugte Arbeitsdruck steigt und die Kompressionstherapie noch effektiver wird.

Für alle, die noch mehr erwarten

Der Juzo Intenso ist wie geschaffen für erfahrene Patient*innen, die sich eine noch intensivere Versorgung wünschen, um ihre Therapie aktiv zu unterstützen.

... mit der weichen Seite

Eine echte Wohltat für die Haut

Mittels einer speziellen Stricktechnik wird beim Juzo Intenso Plüsch auf die Strumpfinnenseite mit eingestrickt. Dadurch ist der Juzo Intenso besonders weich, fühlt sich hervorragend an und ist extrem angenehm zu tragen. Die Plüschzonen sind sowohl am Unterschenkel als auch im sensiblen Bereich des Mittelfußes verarbeitet. Zusätzlich verfügt der Juzo Intenso über eine weiche, elastische Fußspitze, die den Zehen ausreichend Freiraum bietet. Somit verbindet er exzellenten Tragekomfort mit intensiver Therapie.

Die Y-Ferse: Passform in Bestform

Die Y-Ferse passt sich einerseits optimal der Anatomie der Ferse an und ermöglicht andererseits einen besonders bequemen Sitz. Das Schöne: Ganz nebenbei erleichtert die Y-Ferse auch noch das Anziehen.

Tragekomfort beginnt bereits beim Anziehen

Dank des weichen Plüschs und der speziellen Y-Ferse lässt sich der Juzo Intenso vergleichsweise einfach anlegen. Das kommt insbesondere den Patient*innen zugute, die zwar eine intensive Therapie benötigen, aber beim Anziehen nicht die erforderliche Kraft aufbringen können oder in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind.







Juzo Intenso





**Der Starke
mit der weichen Seite**

Der Juzo Intenso im Überblick

- + Nahtlos gestrickt
- + Plüsch auf der Strumpfinnenseite
- + Hohe Wandstabilität
- + Exzellenter Arbeitsdruck



Formstabiler Abschluss
bei Ausführung
mit offener Fußspitze



Hafrand



Ristbereich
mit Überhöhung

Y-Ferse mit
optimierter Passform



AD · Mandel
Gestrickabschluss



AD · Mandel
Noppenhafrand

Produktübersicht

Erhältliche Ausführungen

- Wadenstrumpf in normal, kurz, extra-kurz
- KKL 2 oder KKL 3
- Serien- oder Maßversorgung
- Offene oder geschlossene Fußspitze
- 8 Standardfarben
- Fußlängen bis Schuhgröße 46
- Max Größen

Farben



Zucker



Sesam



Mandel



Zimt



Kakao



Mohn



Blaubeere



Pfeffer

Beim Juzo Intenso kann es durch Reibung zu einem Pilling-Effekt kommen. Hierbei handelt es sich um eine normale Auswirkung, die bei Plüsch auftreten kann. Diese hat auf die Funktion und Qualität des Strumpfes keinerlei Einfluss.

Weitere Informationen in unserem Lieferprogramm oder unter [juzo.de/intenso](https://www.juzo.de/intenso)



Weitere Informationen unter **juzo.de/intenso**