



# PUSH YOUR PERFORMANCE

# E+motion®

medi Performance Collection



medi. ich fühl mich besser.



**PUSH YOUR**

**PERFORMANCE**

*MIT FUNKTION, DIE WEITERBRINGT.*

# E<sup>+</sup>motion<sup>®</sup>

Für jedes persönliche Level: E<sup>+</sup>motion bietet das individuelle Plus an Funktion – für unterschiedliche sportliche Ziele und physische Anforderungen. Die Bandagen erwecken Potenziale und motivieren zu mehr: Push your Performance.

**BEI E<sup>+</sup>MOTION<sup>®</sup> WIRD  
PERFORMANCE  
GROßGESCHRIEBEN**

Die neue Generation punktet mit erstattungsfähigen Premium-Bandagen für fünf Gelenkbereiche und vereint dabei mehr als 70 Jahre Kompressionserfahrung mit innovativer Technologie made in Germany.


Vom Material (Performance Material) über die Passform (Performance Fit) bis zum Gestrick (Performance Compression) – die dreifache Kombi bietet effektive Unterstützung bei jeder Bewegung. Mit der Symbiose aus modernem, sportlichem Look und medizinischer Wirkung eignen sich die Bandagen besonders für aktive Menschen, die mehr wollen: mehr Stabilität, Komfort und Performance.

Bieten Sie Ihren Kunden und Patienten Funktion, die weiterbringt – und profitieren auch Sie von den überzeugenden Potenzialen der E<sup>+</sup>motion Bandagen.



# DIESE 3 FUNKTIONALEN FEATURES MACHEN DEN UNTERSCHIED UND SIND IN ALLEN E+MOTION BANDAGEN ENTHALTEN

## 1 PERFORMANCE MATERIAL Mit Merino-Wolle und Dry Skin Technologie.



**MERINO**  
Ist natürlich, geruchshemmend und thermoregulierend. Da sie innenliegend verarbeitet ist, entsteht kein Pilling-Effekt – auch nach mehrfachem Waschen.

**MULESING-FREI**  
Bei mulesing-freier Wolle wird auf das für Schafe schmerzhaftes „Mulesing“ verzichtet – für mehr Tierwohl.



**DRY SKIN TECHNOLOGIE**  
Sorgt für effektiven Feuchtigkeitsabtransport. Die Bandage nimmt Feuchtigkeit bis zu zweimal schneller auf\* und transportiert sie an die Oberfläche, wo sie verdunstet.

## 2 PERFORMANCE FIT Ergonomisches Sportgestrick – angenehm bei jeder Bewegung.



**ERGONOMISCHE FORM**  
Für einen nahezu faltenfreien, sicheren Sitz.



**XL-BEWEGUNGSZONEN**  
Bieten maximale Flexibilität in den Beugebereichen – für größere Bewegungsfreiheit genau dort, wo sie benötigt wird.

## 3 PERFORMANCE COMPRESSION Stabilität, Massage und Power im Gestrick.



**SPÜRBAR MEHR STABILITÄT UND POWER IM GESTRICK**  
Durch hochelastische Garne mit großer Rückstellkraft (starkes Eigenbestreben, sich wieder zusammenzuziehen).

Die Folge: mehr als 25% straffer und 10% dünner als andere Gestricke\* und ein sehr kompaktes Maschenbild.



**3D-SILIKON-QUARZ-PELOTTEN**  
Entfalten bei Bewegung einen wohltuenden Massageeffekt und regen die Durchblutung an. Schwellungen können so schneller abgebaut werden.

# Genumedi® E+motion®



Genumedi® E+motion®

## PERFORMANCE MATERIAL

**Merino-Wolle:** geruchshemmend und thermoregulierend, mulesing-frei.

**Dry Skin Technologie** für optimales Feuchtigkeitsmanagement.

## PERFORMANCE FIT

**Perfect-Fit-Haftband** – sitzt bei jeder Bewegung.

**Grip-Ons** für einfaches Anziehen.

**XL-Bewegungszone** für mehr Performance.

**Ergonomische Form.**

**Passgenaue Pelotte** für jede Größe.

## PERFORMANCE COMPRESSION

**3D-Silikon-Quarz-Pelotte** zur Massage und Reduktion von Schwellungen.


**Spürbar mehr Stabilität und Power\*** im Gestrick – für ein noch besseres Körpergefühl.

Erhältlich in den Größen 1–7

Hilfsmittelnummer 05.04.01.0009

\* Hohe Rückstellkraft im Gestrick

# Levamed® E+motion®



Levamed® E+motion®

Inklusive Anziehhilfe

## PERFORMANCE COMPRESSION

Extradünne 3D-Silikon-Quarz-Pelotte zur Massage und Reduktion von Schwellungen.

Spürbar mehr Stabilität und Power\* im Gestrick – für ein noch besseres Körpergefühl.



## PERFORMANCE FIT

- Angenehmes Sockenbündchen.
- Extragroße Dehnungszone im Einstiegsbereich.
- Ergonomische Form.
- XL-Bewegungszone für mehr Performance.

## PERFORMANCE MATERIAL

Merino-Wolle: geruchshemmend und thermoregulierend, mulesing-frei.

Dry Skin Technologie für optimales Feuchtigkeitsmanagement.

Erhältlich in den Größen 1 – 5

Hilfsmittelnummer 05.02.01.0002

\* Hohe Rückstellkraft im Gestrick

# Epicomed® E+motion®



## Epicomed® E+motion®



### PERFORMANCE COMPRESSION

3D-Silikon-Quarz-Pelotte zur Massage und Reduktion von Schwellungen.

Abnehmbares Gurtband mit Druckskala.

Spürbar mehr Stabilität und Power\* im Gestrück – für ein noch besseres Körpergefühl.

### PERFORMANCE FIT

- Stretch-Rippbündchen – bequem für jede Oberarmgröße.
- Anti-Slip-System – sitzt bei jeder Bewegung.
- XL-Bewegungszone für mehr Performance.
- Ergonomische Form.

### PERFORMANCE MATERIAL

Merino-Wolle: geruchshemmend und thermoregulierend, mulesing-frei.  
Dry Skin Technologie für optimales Feuchtigkeitsmanagement.

Erhältlich in den Größen 2 – 6  
Hilfsmittelnnummer 05.08.01.1001

\* Hohe Rückstellkraft im Gestrück

# Manumed active E+motion



## Manumed active E+motion®

### PERFORMANCE COMPRESSION

Gurtband mit **Quarz-Pad** zur Stabilisierung.

Entlastung des Handknöchels durch **Gurtbandöffnung**.

**Spürbar mehr Stabilität und Power\*** im Gestrick – für ein noch besseres Körpergefühl.

Inklusive  
Anziehhilfe

### PERFORMANCE FIT

**Ergonomischer Stabilisierungsstab** auf der Handinnenfläche.

**XL-Bewegungszone** im Daumenbereich für mehr Performance.

**Nahtloses Gestrick.**

**Ergonomische Form.**

### PERFORMANCE MATERIAL

**Merino-Wolle:** geruchshemmend und thermoregulierend, mulesing-frei.

**Dry Skin Technologie** für optimales Feuchtigkeitsmanagement.

Erhältlich in den Größen 1 – 4

Hilfsmittelnummer 05.07.02.0127

\* Hohe Rückstellkraft im Gestrick

# Lumbamed® plus E+motion

## Lumbamed® plus E+motion®

### PERFORMANCE COMPRESSION

Atmungsaktive 3D-Quarz-Massage-Pelotte zum Abbau von Muskelverspannungen.

Spürbar mehr Stabilität und Power\* im Gestrick – für ein noch besseres Körpergefühl.

### PERFORMANCE MATERIAL

Merino-Wolle: geruchshemmend und thermoregulierend, mulesing-frei.

Dry Skin Technologie für optimales Feuchtigkeitsmanagement.

### PERFORMANCE FIT

XL-Bewegungszone durch extragroßen Beinausschnitt.

Performance-Verschluss mit Doppelklett und ergonomischen Handschlaufen.

Ergonomische Form.

Unisex-Größen 1 – 5  
für eine effiziente Lagerhaltung  
Hilfsmittelnummer 23.14.03.2018

\* Hohe Rückstellkraft im Gestrick






## Genumedi® E+motion®

black geometric

Ausführung / model	Art.-Nr.
Standard / standard	K.100.60*
Extraweit / extrawide (x-wide)	K.100.61*

Messung  
seitlich innen  
Measurement  
on the medial  
side



(d) cm	(f) cm	(f) cm x-wide	(d) inches	(f) inches	(f) inches x-wide	Größe / size
25 – 28	37 – 40	–	9 ¾ – 11	14 ½ – 15 ¾	–	*1
28 – 31	40 – 43	–	11 – 12 ¼	15 ¾ – 17	–	*2
31 – 34	43 – 46	46 – 49	12 ¼ – 13 ½	17 – 18	18 – 19 ½	*3
34 – 37	46 – 49	49 – 52	13 ½ – 14 ½	18 – 19 ½	19 ½ – 20 ½	*4
37 – 40	49 – 52	52 – 55	14 ½ – 15 ¾	19 ½ – 20 ½	20 ½ – 21 ¾	*5
40 – 43	52 – 55	55 – 58	15 ¾ – 17	20 ½ – 21 ¾	21 ¾ – 22 ¾	*6
43 – 46	55 – 58	58 – 61	17 – 18	21 ¾ – 22 ¾	22 ¾ – 24	*7

### WARUM GERADE GENUMEDI E+MOTION?

Atmungsaktives Sportgestrick sowie passgenaue Pelotte mit offener Einfassung zur Minimierung des retropatellaren Drucks.

Hilfsmittelnummer 05.04.01.0009



## Levamed® E+motion®

black geometric

Art.-Nr.: K.010.60\*

Messung  
Measurement



cm	inches	Größe / size
17 – 20	6 ¾ – 8	*1
20 – 22	8 – 8 ¾	*2
22 – 24	8 ¾ – 9 ½	*3
24 – 26	9 ½ – 10 ¼	*4
26 – 28	10 ¼ – 11	*5

### WARUM GERADE LEVAMED E+MOTION?

Atmungsaktives Sportgestrick sowie extra dünne Pelotte für den (Sport)schuh.

Hilfsmittelnummer 05.02.01.0002




## Epicomed® E+motion®

black geometric

Art.-Nr.: K.400.60\*

Messung  
Measurement



cm	inches	Größe / size
20 – 23	8 – 9	*2
23 – 26	9 – 10 ¼	*3
26 – 29	10 ¼ – 11 ½	*4
29 – 32	11 ½ – 12 ½	*5
32 – 35	12 ½ – 13 ¾	*6

### WARUM GERADE EPICOMED E+MOTION?

Atmungsaktives Sportgestrick sowie individuelle Druckregulierung durch zusätzliches Gurtband mit Skala.

Hilfsmittelnummer 05.08.01.1001



## Manumed active® E+motion®

black geometric

links / left	rechts / right
K.412.60*	K.413.60*

Messung  
Measurement



Handgelenk / wrist		
cm	inches	Größe / size
13 – 15	5 ¼ – 6	*1
15 – 17	6 – 6 ¾	*2
17 – 19	6 ¾ – 7 ½	*3
19 – 21	7 ½ – 8 ¼	*4

### WARUM GERADE MANUMED ACTIVE E+MOTION?

Atmungsaktives, nahtloses Sportgestrick sowie ergonomischer Stabilisierungsstab (anpassbar).

Hilfsmittelnummer 05.07.02.0127




## Lumbamed® plus E+motion®

black geometric

Art.-Nr.: K.210.60\*

Unisex

Messung  
Damen  
Measurement  
ladies



Hüfte / hip		
cm	inches	Größe / size
76 – 86	30 – 34	*1
86 – 98	34 – 38 ¾	*2
98 – 111	38 ¾ – 43 ¾	*3
111 – 125	43 ¾ – 49 ¼	*4
125 – 140	49 ¼ – 55	*5

Messung  
Herren  
Measurement  
men



Taille / waist		
cm	inches	Größe / size
66 – 76	26 – 30	*1
76 – 88	30 – 34 ¾	*2
88 – 101	34 ¾ – 39 ¾	*3
101 – 115	39 ¾ – 45 ½	*4
115 – 130	45 ½ – 51 ¼	*5

### WARUM GERADE LUMBAMED PLUS E+MOTION?

Atmungsaktives Sportgestrick sowie individuell platzierbare Pelotte zur Massage und Stabilisierung.

Hilfsmittelnummer 23.14.03.2018



### medi e-shop FÜR HÄNDLER

Bequem online bestellen – rund um die Uhr



**Gleich anmelden!**  
Registrieren Sie sich einfach unter [www.medi.biz/e-shop](http://www.medi.biz/e-shop) oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Endgerät.

**Sie Haben Fragen?**  
Unser Service-Team ist für Sie da.

Hotline +49 921 912-333  
Montag bis Freitag  
08.00 bis 17.00 Uhr  
[ortho@medi.de](mailto:ortho@medi.de)

**Sie sind Arzt?**  
Unser kompetentes Ärzte-Team ist für Sie da.

T +49 921 912-977  
F +49 921 912-377  
[arzt@medi.de](mailto:arzt@medi.de)  
[www.medi.de/arzt](http://www.medi.de/arzt)

**PERFORMANCE**

**TESTED BY**

**TOP ATHLETES**



*Ob DSV oder Olympiastützpunkt  
Bayern – Topathleten testen die  
E<sup>+</sup>motion Produkte auf Herz und  
Nieren. Für mehr Infos einfach  
QR-Code scannen.*

medi GmbH & Co. KG  
Medicusstraße 1  
95448 Bayreuth  
Germany  
T +49 921 912-333  
F +49 921 912-57  
medi@medi.de  
www.medi.de



0030255/03.2023